

## AUTOMATYCZNE PRZYGOTOWYWANIE LEKÓW CYTOTOKSYCZNYCH



### **MEDI Mix** FOUR® MF 4040

OBJĘTOŚĆ STRZYKAWKI: 10 ML, 20 ML, 50 ML  
MAKS. PRĘDKOŚĆ POMPOWANIA: 60 ML/MIN DLA STRZYKAWKI 10 ML; 110 ML/MIN DLA STRZYKAWKI 20 ML, 200 ML/MIN DLA STRZYKAWKI 50 ML  
DOKŁADNOŚĆ NAPEŁNIANIA: 0,1 ML  
ZAKRES MIESZANIA: 0,2 – 9999 ML  
ZASILANIE: 100-240 V, 50/60 Hz  
OBUDOWA SZER. x GŁĘB. x WYS.: 460 x 265 x 400 MM;  
PANEL STERUJĄCY SZER. x GŁĘB. x WYS.: 275 x 220 x 45 MM

**MEDI Mix** FOUR® ZMNIĘDZA  
NARAŻENIE PERSONELU NA  
EKSPOZYCJĘ LEKIEM  
CYTOTOKSYCZNYM ORAZ ZWIĘDZA  
BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA  
POPRCZEZ DOKŁADNY I  
POWTARZALNY PROCES  
PRZYGOTOWYWANIA LEKU

**MEDI Mix** FOUR® TO UNIWERSALNE URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEGO PRZYGOTOWYWANIA LEKÓW POZAJELITOWYCH, W TYM LEKÓW CYTOTOKSYCZNYCH.

**MEDI Mix** FOUR® UMOŻLIWIA PRZYGOTOWYWANIE LEKÓW JEDNO-, DWU-, TRÓJ- LUB CZTERODAWKOWYCH POBIERAJĄC ZADANĄ OBJĘTOŚĆ LEKU Z FIOŁKI, BUTELKI LUB STRZYKAWKI I PRZETACZAJĄC JĄ DO OPAKOWANIA KOŃCOWEGO – BUTELKI, WORKA, STRZYKAWKI, POMPY ELASTOMEROWEJ.

**MEDI Mix** FOUR® ZWIĘDZA BEZPIECZEŃSTWO PERSONELU PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA LEKÓW CYTOTOKSYCZNYCH POPRCZEZ ZMNIĘDZENIE LICZBY MANIPULACJI MANUALNYCH.

**MEDI Mix** FOUR® ZWIĘDZA BEZPIECZEŃSTWO PRZYGOTOWYWANIA LEKU CYTOTOKSYCZNEGO POPRCZEZ JEDNOZNACZNE PRZYPORZĄDKOWANIE LEKU DO LINII DOZUJĄCEJ ZA POMOCĄ SKANOWANIA KODU LINII I LEKU.

**MEDI Mix** FOUR® TO WOLUMETRYCZNE DOZOWANIE LEKU CYTOTOKSYCZNEGO, A PO POŁĄCZENIU Z WAGĄ MOŻLIWOŚĆ KONTROLI GRAWIMETRYCZNEJ PROCESU PRZYGOTOWYWANIA.

**MEDI Mix** FOUR® UMOŻLIWIA PROWADZENIE DOKUMENTACJI PROCESU PRZYGOTOWYWANIA LEKU CYTOTOKSYCZNEGO – KAŻDA WYKONANA CZYNNOŚĆ JEST ZAPISYWANA, A OPROGRAMOWANIE UMOŻLIWIA WYGENEROWANIE RAPORTU PRODUKCYJNEGO, ZUŻYTYCH SUBSTRATÓW, WYKONANYCH LEKÓW Z PODZIAŁEM NA PACJENTA, OPERATORA, LEK.

**MEDI Mix** FOUR® POSIADA UNIWERSALNY INTERFEJS DANYCH, CO UMOŻLIWIA POŁĄCZENIE Z PROGRAMEM ZEWNĘTRZNYM I AUTOMATYCZNE PRZESYŁANIE DANYCH O ZLECENIU DO URZĄDZENIA.