

# tyco

Healthcare

## EXCILON™ AMD™

Antybakteryjna gąbka opatrunkowa do drenów i cewników dożylnych



- Gotowe wykroje gąbki opatrunkowej do drenów w dwóch rozmiarach
- Niski koszt prewencji zakażenia
- Materiał nietkany, a więc nieuwalnający włókien

**KENDALL**

## Opatrunki Kendall AMD


- EXCILON AMD może pomóc chronić miejsca wprowadzenia urządzeń medycznych przed zakażeniem
- EXCILON AMD – nacięcia w kształcie litery „T” pozwalają ciasno dopasować opatrunek
- EXCILON AMD stosuje się m. in. w okolicy:

- rurek tracheostomijnych
- drenów opłucnowych
- stabilizatorów zewnętrznych
- cewników nadłonowych
- sond pokarmowych
- cewników dożylnych
- wkłuc centralnych
- drenów pooperacyjnych
- wszystkich podejrzanych miejsc wrót infekcji

### AMD jest skuteczny przeciw:

*Staphylococcus aureus*  
*Staphylococcus epidermidis*  
*Pseudomonas aeruginosa*  
*Escherichia coli*  
*Candida albicans*  
*Staphylococcus coagulase negative*  
*Proteus mirabilis*  
*Serratia marcescens*  
*Enterbacter cloacae*  
*Klebsiella pneumoniae*  
*Enterococcus faecalis*

Wykres: skuteczność AMD



<sup>2</sup> 0/24/48 godziny przy liczbie kolonii 10<sup>6</sup> badanych mikroorganizmów.

### EXCILON AMD Antybakteryjna gąbka opatrunkowa do drenów i cewników dożylnych

Nr ref.	Opis	Ilość	Opak. zbiorcze
7088	10×10cm płatek 6-warstw	50	600
7089	5×5cm płatek 6-warstw	70	1400

**tyco**  
Healthcare

Tyco Polska sp. z o.o.  
 Al. Jerozolimskie 162  
 02-342 Warszawa, Polska  
 tel. +48 22 3122000  
 fax +48 22 3122020  
 www.tycohealth-ece.com

*Istotna część Twojego świata*