

Zestawy akcesoriów Akcesoria i materiały eksploatacyjne

Przyszłość w stosowaniu akcesoriów: zestawy Pack2Go firmy Dräger to połączenie różnych akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych w jednym, praktycznym pakiecie, do stosowania z urządzeniami do wentylacji i znieczulania firmy Dräger.



Zalety

Pack2Go

Firma Dräger opracowała i oferuje szeroką gamę jednorazowych akcesoriów do stosowania w wentylacji i anestezjologii. Szpitale mogą teraz w prosty sposób zamawiać wszystkie istotne jednorazowe akcesoria w jednym pakiecie. Ta koncepcja ma na celu optymalizację procesów logistycznych i klinicznych, jak również zmniejszenie kosztów.

- Wszystkie wymagane produkty (np. niezbędne akcesoria do respiratora Evita) są kompleksowo dostarczane przez firmę Dräger.
- Minimalizacja czasu koniecznego na przygotowanie respiratora dla kolejnego pacjenta, bez opóźnień wynikających ze sterylizacji lub czasochłonnych czynności montażowych.
- Stosowanie Pack2Go z ich jednorazowymi komponentami zmniejsza ryzyko zakażeń oraz daje pewność, iż zawsze w użyciu znajdują się wyłącznie czyste klinicznie produkty.¹
- Wszystkie produkty, wyprodukowane aby spełniać najwyższe normy w dziedzinie techniki medycznej oraz bezpieczeństwa pacjenta, przetestowane są również pod kątem kompatybilności pracy z odpowiadającymi im urządzeniami firmy Dräger.

¹Na oddziałach intensywnej terapii na całym świecie, zakażenia wewnątrzszpitalne stanowią poważne wyzwanie dla zdrowia pacjentów oraz pracy personelu, utrudniając powrót do zdrowia, przedłużając pobyt w szpitalu oraz powodując wzrost kosztów związanych z leczeniem pacjenta. W Stanach Zjednoczonych i Europie respiratorowe zapalenie płuc jest najczęstszym powikłaniem na OIT. Procedury profilaktyczne polegają na minimalizacji zakażeń krzyżowych oraz stosowaniu najwyższej jakości akcesoriów wentylacyjnych.

Ricks, D.: Germ Warfare, in: MS Magazine, 2007,43-45

Infection Control B.V.: Nosocomial Infections: What it is, what it does and how to treat, 2006, 3-10

Dodek P. et al.: Evidence-Based Clinical Practice Guideline for the Prevention of Ventilator Associated Pneumonia, in: Ann Intern Med., 2004, 141:305-13

Brun-Buisson, C.: Preventing ventilator associated pneumonia, in: BMJ, 2007, 334:871-2

Informacje zamówieniowe

PACK2GO® — ZESTAWY DO WENTYLACJI

EVITA

Pack2Go® Evita – zestaw akcesoriów do inwazyjnej wentylacji

Zestaw zawiera: zastawkę wydechową Evita (8414776), filtr/HME TwinStar® 55 (MP01805), łącznik ErgoStar® CM45 (MP01845) oraz:

układ oddechowy VentStar® Basic 180 (MP00349) z jednorazową kufwą CO₂ dla dorosłych (MP01062)

układ oddechowy VentStar® Basic 180 (MP00349)

układ oddechowy VentStar® Coax 180 (współosiowy) (MP00356) z jednorazową kufwą CO₂ dla dorosłych (MP01062)

układ oddechowy VentStar® Coax 180 (współosiowy) (MP00356)

Sztuk w opakowaniu

Numer

10

MP01656

10

MP01657

10

MP01676

10

MP01677

SAVINA

Pack2Go® Savina – zestaw akcesoriów do inwazyjnej wentylacji

Zestaw zawiera: zastawkę wydechową Savina (MP01061), filtr/HME TwinStar® (MP01805), łącznik ErgoStar® CM45 (MP01845) oraz:

układ oddechowy VentStar® Coax 180 (współosiowy) (MP00356)

układ oddechowy VentStar® Basic 180 (MP00349)

Sztuk w opakowaniu

Numer

10

MP01673

10

MP01674

CARINA

Pack2Go® Carina – zestaw akcesoriów do nieinwazyjnej wentylacji

Zestaw zawiera: filtr CareStar 30, (MP01770), układ oddechowy VentStar Carina LeakV (MP00312) oraz:

maskę pełnotwarzową ClassicStar® SE NIV, rozmiar S (MP01573)

maskę pełnotwarzową ClassicStar® SE NIV, rozmiar M (MP01574)

maskę pełnotwarzową ClassicStar® SE NIV, rozmiar L (MP01575)

Sztuk w opakowaniu

Numer

10

MP01663

10

MP01664

10

MP01665

Pack2Go® Watertrap – zestaw anestezyjologiczny dla dorosłych	Sztuk w opakowaniu	Numer
Zestaw zawiera: układ oddechowy anestezyjologiczny VentStar® Watertrap z pułapką wodną 180 (MP00372), linię próbkującą (8290286), filtr SafeStar® 60A (MP01795)	10	MP01682

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.

Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

POLSKA

Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85 - 655 Bydgoszcz
Tel +48 52 346 14-33 (-34, -35)
Fax +48 52 346 14-37
info.polska@draeger.com

Producent:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

