

Jednorazowego
użytkuLimitowanego
użytkuWielorazowy
szpitalnyWielorazowy
ogólny

CRITIKON SOFT-CUF

Mankiet ciśnieniowy

Najpopularniejsze mankiety ciśnieniowe CRITIKON™ SOFT-CUF™ zostały zaprojektowane z miękkiego, absorbującego materiału zaokrąglonego na rogach w celu zapewnienia jak największego komfortu pacjenta podczas dłuższych pobytów w szpitalu. Mankiety SOFT-CUF™ są przeznaczone dla pacjentów, którzy przebywając w szpitalu wymagają stałego monitorowania ciśnienia. Mankiet może być czyszczony i wielokrotnie użytkowany, jednak ekonomiczna cena pozwala na jednorazowe stosowanie w celu uniknięcia zakażeń.



Bezpieczeństwo, komfort i dokładność pomiarów

- Mankiety limitowanego użytku SOFT-CUF™ wyceniono w taki sposób, aby mogły być używane jednorazowo dla każdego pacjenta w czasie pobytu w szpitalu w celu zapobiegania zakażeniom
- Miękki, absorbujący materiał nie zawiera naturalnego kauczuku lub DEHP zapewniając bezpieczeństwo pacjenta
- Zaprojektowany z zaokrąglonymi rogami dla większego komfortu
- Zaprojektowany i przetestowany w celu jak najdokładniejszych pomiarów pozwalających na podejmowanie słusznych, uzasadnionych decyzji
- Połączenie DINACLICK™ spełnia międzynarodowe standardy i ułatwia połączenie z końcówką adaptera
- Szeroki wybór rozmiarów mankietałów: neonatologiczny, pediatryczny, dla dorosłych oraz udowy zapewnia optymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta

Zaprojektowane by usprawnić pracę personelu

- Łatwe w użyciu, szybkie złącze DINACLICK pozwala personelowi połączyć mankietał z przewodem szybciej niż w przypadku innego podwójnego złącza tubowego
- Zgodne ze standardami rozmiaru mankietałów: AAMI oraz AHA
- Szeroki wybór adapterów oraz złączy umożliwia kompatybilność z automatycznymi monitorami oraz wieloma ręcznie obsługiwanymi urządzeniami: manometrami ściennymi oraz ciśnieniomierzami przenośnymi pozwalając zachować uniwersalny system połączeń w całej placówce

Złącze
DINACLICK



Mankiety dostępne w zestawach

- Zestawy ułatwiają proces zamawiania i pozwalają na optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej



SOFT-CUF			GE Healthcare				Nie-GE Healthcare			
Rozmiar	Kolor	Obwód Kończyny	2-Tube Screw Connector	2-Tube DINACLICK Connector	2-Tube Submin Connector	2-Tube Mated Submin Connector	1-Tube Screw Connector	1-Tube Bayonet Connector	1-Tube Submin Connector	SOFT-CUF Inflation System
Niemowlę	Pomarańcz	8-13 cm	2500	SFT-P1-2A	2401	2450 ¹	002331	2360	2320	
Dziecko	Zielony	12-19 cm	2501	SFT-P2-2A ²	2402	2451	002332	2361	2321	002584
Dziecko Długi	Zielony	12-19 cm	2506	SFT-P2-2A-L	2400					
Mały Dorosły	Jasnonieb.	17-25 cm	2502 ²	SFT-A1-2A ²	2403 ²	2452	002333	2362 ²	2322	002583
Mały Dorosły Długi	Jasnonieb.	17-25 cm	2507	SFT-A1-2A-L	2407		002334			
Dorosły	Niebieski	23-33 cm	2503 ²	SFT-A2-2A ²	2404 ²	2453	002335	2363 ²	2323	002580
Dorosły Długi	Niebieski	23-33 cm	2604 ²	SFT-A2-2A-L ²	2116 ²	2454	002336	2140 ²		002582
Duży Dorosły	Różowy	31-40 cm	2504 ²	SFT-A3-2A ²	2405 ²	2455	002337	2364 ²	2324	002581
Duży Dorosły Długi	Różowy	31-40 cm	2644	SFT-A3-2A-L	2117	2456	002338	2141		002585
Udowy	Brązowy	38-50 cm	2505	SFT-T1-2A	2406	2457	002339	2365	2325	

1. Mankiet niemowlęcy dla monitorów Datex-Ohmeda* posiada złącze Male Slip
2. Posiada odpowiadający numer części zakończony "-INT", wskazujący na to, że Instrukcja Użytkowania (IFU) jest dostępna w wielu językach

Ważne: 20 mankietów/opakowanie

Zestawy SOFT-CUF	Numer części	Opis
2-Tube Screw Connectors	002695	1 Niemowlęcy, 1 Dziecko, 2 Mały Dorosły, 2 Dorosły, 1 Dorosły Długi, 2 Duży Dorosły, 1 Udowy (10 mankietów/opakowanie)
2-Tube Submin Connectors	2056304-002	5 Mały Dorosły, 10 Dorosły, 5 Duży Dorosły (20 mankietów/opakowanie)
	2298	1 Niemowlęcy, 1 Dziecko, 2 Mały Dorosły, 2 Dorosły, 1 Dorosły Długi, 2 Duży Dorosły, 1 Udowy (10 mankietów/opakowanie)
2-Tube DINACLICK Connectors	2059303-001	5 Mały Dorosły, 10 Dorosły, 5 Duży Dorosły (20 mankietów/opakowanie)
	2059303-002	6 Niemowlęcy, 10 Dziecko, 4 Mały Dorosły (20 mankietów/opakowanie)
	2059303-003	3 Mały Dorosły, 7 Dorosły, 3 Dorosły Długi, 3 Duży Dorosły, 4 RADIAL-CUF (przedramię) (20 mankietów/opakowanie)
	2059303-004	2 Niemowlęcy, 2 Dziecko, 2 Mały Dorosły, 6 Dorosły, 2 Dorosły Długi, 2 Duży Dorosły, 2 RADIAL-CUF (przedramię), 2 Udowy (20 mankietów/opakowanie)

Aby dowiedzieć się więcej o kompleksowej ofercie mankietów GE Healthcare odwiedź cuffs.gehealthcare.com



Imagination at work

www.gehealthcare.com. Produkt może nie być dostępny dla wszystkich krajów i regionów. Skontaktuj się z reprezentantem firmy GE Healthcare aby uzyskać więcej informacji.

© 2016 General Electric Company.

GE, Monogram GE, Imagination at work, SOFT-CUF, CRITIKON, oraz DINACLICK są znakami towarowymi General Electric Company.

Reprodukcja tego materiału w każdej formie jest zakazana bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia ze strony GE. Żadne treści zawarte w tym materiale nie mogą być wykorzystywane do diagnostyki bądź leczenia. Czytelnik powinien skonsultować się z profesjonalnym pracownikiem opieki medycznej.