

KOMFORT KAŻDEGO ODDECHU

Kendall™ Woda sterylna do inhalacji USP

Nawilżanie zapewniane podczas dostarczania tlenu z małą szybkością przepływu pomaga nawilżyć wdychane gazy, co pozwala chronić śluzówki układu oddechowego przed wysychaniem. Te wstępnie napełnione butelki dostępne w różnych rozmiarach pozwalają na podawanie nieogrzanych nawilżonych gazów oddechowych.

Kendall™ Adapter MN

Oferuje rozwiązanie dla nebulizacji samodzielnie oddychających pacjentów w połączeniu ze wstępnie napełnionymi butelkami z wodą sterylną we wszystkich rozmiarach. Używany samodzielnie może zapewnić nebulizację w temperaturze otoczenia, która pomaga rozrzedzić i uruchomić wydzielinę. Dla uzyskania skuteczniejszej terapii nawadniającej adapter MN można połączyć z mechanicznym ogrzewaczem w celu dostarczenia ogrzanego aerozolu.



Całkowicie spełnia ustawowe wymogi USP (Farmakopei Stanów Zjednoczonych)

Adaptory i uniwersalne butelki pozwalają na nawilżanie lub nebulizację w systemie zamkniętym. Kendall™ woda sterylna jest poddawana pięciokrotnej destylacji i dejonizacji przed butelkowaniem w chemicznie obojętne pojemniki polipropylenowe odpowiednie do recyklingu, idealnie nadające się do stosowania w terapii układu oddechowego.

Oświadczenie dotyczące butelek z wodą sterylną¹:

Należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi w zakresie maksymalnego czasu działania, który ostatecznie zależy od wybranej terapii

Otwarty system nawilżania (nieдоступny wśród produktów Medtronic)	Maksymalnie 48 godzin lub przy zmianie pacjenta
Insufłacja tlenem (Woda sterylna do inhalacji USP)	Do 100 dni (Z wyjątkiem noworodków)
Nebulizacja mechaniczna (Ogrzewacz do nebulizacji mechanicznej, wcześniej Aerodyne™)	Do 5 dni (Pod warunkiem, że pacjent nie ma bezpośredniego kontaktu z systemem)

Kendall™ Woda sterylna do inhalacji USP

Insuflacja tlenem

Butelki z adapterem



NR REFERENCyjNY	OPIS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
2500	Woda sterylna do inhalacji USP, 500 ml	15
21000	Woda sterylna do inhalacji USP, 1000 ml	8
21500	Woda sterylna do inhalacji USP, 1500 ml	6
25009	Izotoniczny chlorek sodu 0,9% NaCl do inhalacji USP, 500 ml	15
210009	Izotoniczny chlorek sodu 0,9% NaCl do inhalacji USP, 1000 ml	8
215009	Izotoniczny chlorek sodu 0,9% NaCl do inhalacji USP, 1500 ml	6

Nebulizacja z ogrzaniem lub bez

Butelki z adapterem do nebulizatora MN



NR REFERENCyjNY	OPIS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
2528 2528F*	Woda sterylna do inhalacji USP, 500 ml z adapterem do nebulizatora	15
21028 21028F*	Woda sterylna do inhalacji USP, 1000ml z adapterem do nebulizatora	8
1072	Adapter do nebulizatora	50

Adapter do nebulizatora umożliwiający stosowanie stężeń 28–98%. Wielkość cząsteczek aerozolu pomiędzy 1,2 a 8 mikronów.

Nebulizacja z ogrzaniem lub bez

Butelki z adapterem do nawilżania H



NR REFERENCyjNY	OPIS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
2221 2221F*	Woda sterylna do inhalacji USP, 325 ml z adapterem H	20
2510 2510F*	Woda sterylna do inhalacji USP, 500 ml z adapterem H	15
21010	Woda sterylna do inhalacji USP, 1000 ml z adapterem H	8
2545 2545F*	Adapter H do nawilżania tlenu do stosowania z butelkami z wodą sterylną	120
2610-06	Woda sterylna do inhalacji USP, 600 ml z adapterem H	15

Butelki z adapterem do nebulizatora MN z ogrzewaczem Kendall™



NR REFERENCyjNY	OPIS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
15900A	Kendall™ Ogrzewacz (wersja międzynarodowa)	1
15903A	Kendall™ Ogrzewacz (wersja francuska)	
15904A	Kendall™ Ogrzewacz (wersja brytyjska)	
15899A	Kendall™ Ogrzewacz (wersja niemiecka)	
290/7264	DAR™ 22 mm rurka karbowana w rolce 50 MT, z mankietem na 39,5 cm	1
290/5035	DAR™ 22 mm rurka karbowana w rolce 50 m, z mankietem na 16,5 cm	1
608P9289	DAR™ łącznik ze wskaźnikiem temperatury	10
21027	Adapter do nebulizatora – zdalny z wodą sterylną, 1000 ml	8
2219	Adapter do nebulizatora – zdalny	50

LITERATURA

* wersja francuska

1. Institut Schwarzkopf, Risk assessment report about oxygen humidifiers used for 100days or longer (Raport z oceny ryzyka dotyczący nawilżaczy tlenu stosowanych przez 100 dni lub dłużej), 2014

Medtronic

WAŻNE: Proszę zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami, przeciwwskazaniami, ostrzeżeniami i środkami bezpieczeństwa przedstawionymi w ulotce dołączonej do opakowania. © 2018 Medtronic. Wszelkie prawa zastrzeżone. Medtronic, logo Medtronic oraz Further, Together to znaki towarowe firmy Medtronic.

Wszystkie pozostałe marki stanowią znaki handlowe firmy Medtronic. 18-weu-sterile-water-2780979

medtronic.com/covidien/en-gb/index.html