



- Sala operacyjna
- Liczniki igieł Devon™
- Systemy uchwyty do lamp zabiegowych Devon™
- Produkty do przekazywanie narzędzi bez pośrednictwa rąk Devon™
- Produkty do obsługi narzędzi Devon™
- Produkty pozycjonujące Devon™
- Markery chirurgiczne Devon™
- Markery Devon™
- Odsysanie w sali operacyjnej
- Produkty pomocnicze do sal operacyjnych
- Urządzenie chirurgiczne VitalVue™
- Produkty do zabezpieczania narzędzi Devon™
- Produkty żelujące
- Rękawice chirurgiczne

Kompletny wachlarz produktów zabezpieczających do sal operacyjnych

Katalog wyrobów



COVIDIEN

positive results for life™

Spis treści

1. Liczniki igieł Devon™

- Liczniki igieł w postaci bloku pianki
 - Magnetyczne liczniki igieł
 - Liczniki igieł z paskami pianki
- p. str. 12

→ Sala operacyjna

4. Produkty do obsługi narzędzi Devon™

- Safe-T-Strainer™
 - System zliczania gazików Bag-It™
- p. str. 16

5. Produkty pozycjonujące Devon™

- Pozycjonery głowy
 - Pozycjonery tułowia
 - Pasy do pozycjonerów
 - Pozycjonery dla pacjentów ponadnormatywnych
 - Zabiegowe zestawy pozycjonujące
- p. str. 17-18

6. Markery chirurgiczne Devon™

- Markery chirurgiczne
 - Markery chirurgiczne z wyskalowaną nasadką
 - Markery chirurgiczne z podwójną końcówką i wyskalowaną nasadką
- p. str. 19

Markery Devon™

- Surgimark
- p. str. 20



10. Produkty do zabezpieczania narzędzi Devon™

- Uniwersalny ochraniacz końcówek
 - Ochraniacz końcówek Reticucel™
 - Ochraniacz końcówek Reticucel™ delikatny
 - Przekładka do misek
 - Ochronicze do narzędzi ortopedycznych
 - Ochraniacze formowane
 - Wyściółki do tacek
 - Pianka Reticucel™ w rolkach
 - Ochraniacze delikatne Reticucel™, wstępnie docięte
- p. str. 27-28

2. Systemy uchwytów do lamp zabiegowych Devon™

- Elastyczne osłony uchwytów lamp Liteglove™
- Uchwyty lamp EZ Handle™
- Półsztywne osłony uchwytów lamp Litesleeve™

→ p. str. 13

3. Produkty do przekazywanie narzędzi bez pośrednictwa rąk Devon™

- Podkładki magnetyczne
- Podkładki magnetyczne Drapeagain™
- Podkładki magnetyczne ze strefą neutralną
- Tacki i miski
- Magnetyczny zbierak igieł
- Podstawka na noże chirurgiczne

→ p. str. 14



11. Produkty żelujące

- Środek żelujący Kwik-Sorb™

→ p. str. 29

12. Rękawice chirurgiczne

- Rękawice lateksowe żelowane jałowe
- Rękawice lateksowe pudrowane jałowe
- Rękawice bezlateksowe jałowe

→ p. str. 30

7. Kanki do odsysania operacyjnego

- Kanki Yankauera Argyle™
- Kanki Yankauera giętkie Argyle™
- Kanki Yankauera sztywne Argyle™
- Kanki Yankauera Argyle™ Selec-Trol™
- Narzędzia do odsysania Poole Argyle™

→ p. str. 22-24

8. Produkty pomocnicze do sal operacyjnych

- Czyścik do elektrod elektrochirurgicznych Tipolisher™
- Ściereczka do mikrokońcówek
- Lejce naczyniowe Dev-O-Loops™
- Opinaki do obłożeń Dev-O-Clamp™
- Uchwyt do drenów
- Kieszeń na narzędzia Dev-O-Pouch™
- Worek na szwy
- Regulowana osłona mikroskopu zabiegowego

→ p. str. 25-26


9. Urządzenie chirurgiczne Vital Vue™

- Vital Vue™, końcówka kulista
- Vital Vue™, końcówka kulista wydłużona
- Vital Vue™, końcówka z wąskim wlotem, wydłużona
- Vital Vue™, końcówka metalowa wydłużona
- Vital Vue™, końcówka metalowa bardzo długa

→ p. str. 21

Liczniki igieł Devon™

Bezpieczny sposób zliczania, przechowywania i utylizacji skażonych ostrzy i igieł chirurgicznych.



Oferta liczników igieł Devon™ zapewnia szeroki wybór różnych pojemności i rozmiarów, obejmujący możliwość konfiguracji wkładów piankowych, magnetycznych lub samoprzylepnych w celu zabezpieczenia i przechowywania igieł i ostrzy chirurgicznych.

Zasadnicze cechy produktu

- Szttywne, zamykane na każdej stronie pudełko z tworzywa sztucznego odpornego na przebicie
- Pojemniki dwuczęściowe na zawiasach – części można rozdzielać w celu oszczędności miejsca
- Mocowanie od 10 do 100 igieł za pomocą magnesu, pianki lub ich kombinacji

Istotne cechy bezpieczeństwa

- Łatwa w użyciu blokada otwarcia pozwala na szybkie i pewne zamknięcie pokrywy dla bezpiecznego przechowywania ostrej zawartości
- Czerwony kolor pudełek sygnalizuje, że zawierają one materiał skażony

Elastyczne i bezpieczniejsze rozwiązanie



→ Pełna lista wyrobów na str. 12

Poprawa bezpieczeństwa pracy w szpitalach

Bezpośrednia utylizacja skażonych urządzeń w odpowiednich pojemnikach na odpady ostre eliminuje ryzyko wtórnych zranień.



Produkty pozycjonujące Devon™

Rodzina produktów do układania pacjentów, zapewniających ochronę i wygodę w szerokim zakresie zabiegów operacyjnych.



Produkty pozycjonujące Devon™ stanowią niezawodne i skuteczne rozwiązanie kwestii bezpiecznego układania i podpierania pacjenta podczas przygotowywania do zabiegów medycznych, minimalizujące ryzyko powikłań uciskowych i uszkodzenia nerwów.





Wyjątkowa stabilność i wygoda

→ Pełna lista wyrobów na str. 17

Główne cechy


- Elastyczne, ale sztywne tworzywo – niweluje ucisk i zapewnia maksymalne podparcie
- Dopracowany kształt, zapewniający optymalną ekspozycję operowanej okolicy
- Wyroby jednorazowego użytku – zmniejszenie ryzyka zakażenia

Rodzina produktów

- Pozycjonery Whole-in-one do goleni, pięt, stóp, kolan i innych części kończyn
- Szczelinowe pozycjonery głowy i zagłówek
- Osłony ramion, barków, łokci, nerwów łokciowych, wyniosłości kostnych i innych miejsc wrażliwych na ucisk

Poprawa bezpieczeństwa pacjentów

- Nietoksyczna pianka w kolorze malinowym – praktycznie niedrażniąca
- Powierzchnia przeciwpoślizgowa – łagodnie zabezpiecza pacjenta
- Ograniczenie ucisku przy zapewnieniu właściwego krążenia krwi



Systemy uchwytów do lamp Devon™

System jednorazowych uniwersalnych uchwytów do lamp zabiegowych.



Plastikowe osłony jednorazowego użytku do uchwytów lamp stanowią alternatywę dla wyjaławiania systemów wielokrotnego użytku.

Główne cechy wyrobu

- System uniwersalny – pasuje do szerokiej gamy lamp
- Eliminuje stratę czasu i koszty – brak konieczności wyjaławiania
- Do wyboru konstrukcje sztywne i elastyczne

Do wyboru uchwyty do lamp elastyczne, półsztywne i sztywne



→ Pełna lista wyrobów na str. 13

Poprawa bezpieczeństwa w szpitalach

- Jałowe uchwyty dostępne w każdej chwili – zapobiega odwoływaniu zabiegów
- Urządzenie jednorazowego użytku – zapobiega przenoszeniu zakażeń

Rodzina produktów

Uniwersalna i adaptowalna linia produktów obejmuje:

- Liteglove™ – elastyczne osłony uchwytów lamp
- EZ Handle™ – sztywne osłony uchwytów lamp
- Litesleeve™ – półsztywne osłony uchwytów lamp



Kanki Yankauera

Wszechstronna gama produktów do odsysania, spełniających wszelkie potrzeby w sali operacyjnej.



Szeroki zakres sztywnych i giętkich kanki do odsysania, do skutecznego odprowadzania płynów i resztek z pola operacyjnego w czasie zabiegów chirurgicznych.

Główne cechy wyrobów

- Ergonomiczne ukształtowanie – lepszy chwyt i większa wygoda
- Pomocne przy retrakcji narządów i tkanek
- Uniwersalne złącze
- Do wyboru sześć różnych końcówek

Rodzina produktów

Linia giętkich i sztywnych kanki Yankauera z różnymi końcówkami:

- Wąska
- Średnia
- Duża
- Bardzo duża
- Płaska
- Kulista



Wszechstronny wybór

→ Pełna lista produktów na str. 22-24

Ważne cechy związane z bezpieczeństwem

- Nieślizgający się uchwyt dla łatwej i bezpiecznej pracy podczas długotrwałych zabiegów
- Wzrokowa ocena odprowadzanych płynów, odsysania i przepływu
- Regulacja siły ssania na uchwycie kanki w celu zapobiegania inwaginacji tkanek



Sala operacyjna

→ Liczniki igieł Devon™

Liczniki igieł stanowią bezpieczne i skuteczne rozwiązanie do przechowywania i zliczania igieł podczas zabiegu. Dostępny jest także system zdejmowania ostrzy noży chirurgicznych. Łatwe w użyciu liczniki igieł mają szereg użytecznych właściwości dostępnych w różnych kombinacjach:

- Powierzchnie magnetyczne i piankowe
- Licznik można rozdzielić na dwie osobne części i używać ich w dwóch różnych miejscach
- Podkładka samoprzylepna mocuje blok pianki do dowolnej powierzchni
- Zewnętrzne podkładki samoprzylepne mocują obie części pojemnika na dowolnej powierzchni roboczej
- Funkcja Boxlocks umożliwia bezpieczne zamknięcie i utylizację zawartości, a zarazem ponowne otwarcie w celu przeliczenia igieł
- Oporne na przebicia, zamykane ze wszystkich stron
- Pojemność od 10 do 100 igieł w standardowych konfiguracjach

Liczniki igieł z blokami pianki


| Nr REF | Opis | Ilość/ pojemność | Szt. w opak. |
|----------|---|---------------------|-----------------------------|
| 31142352 | Z uchwytem do zdejmowania ostrzy i podwójnym czarnym magnesem | 100/100 | Pud. 8 szt./karton 64 szt. |
| 31142360 | Z uchwytem do zdejmowania ostrzy, samoprzylepny | 20/40 | Pud. 12 szt./karton 96 szt. |
| 31142386 | Z uchwytem do zdejmowania ostrzy i pojedynczym czarnym magnesem | 20/40 | Pud. 12 szt./karton 96 szt. |
| 31142394 | Z uchwytem do zdejmowania ostrzy i pojedynczym czarnym magnesem | 10/20 | Pud. 12 szt./karton 96 szt. |
| 31142469 | Z podwójnym blokiem pianki | 80/80 | Pud. 8 szt./karton 64 szt. |
| 31142402 | Samoprzylepny | 40/70 | Pud. 8 szt./karton 64 szt. |
| 31142311 | Z pojedynczym czarnym magnesem | 40/70 | Pud. 8 szt./karton 64 szt. |
| 31142501 | Samoprzylepny | 20/40 | Pud. 12 szt./karton 96 szt. |
| 31142493 | Z pojedynczym czarnym magnesem | 20/40 | Pud. 12 szt./karton 96 szt. |

Magnetyczne liczniki igieł

| Nr REF | Opis | Ilość/ pojemność | Szt. w opak. |
|----------|---|---------------------|------------------------------|
| 31142238 | Boxlocks, z uchwytem do zdejmowania ostrzy i podwójnym białym magnesem | 30/30 | Pud. 12 szt./karton 96 szt. |
| 31142113 | Boxlocks, z uchwytem do zdejmowania ostrzy i podwójnym czarnym magnesem | 30/30 | Pud. 12 szt./karton 96 szt. |
| 31142154 | Boxlocks, z podwójnym czarnym magnesem | 60/60 | Pud. 8 szt./karton 64 szt. |
| 31142147 | Boxlocks, z podwójnym czarnym magnesem | 30/30 | Pud. 12 szt./karton 96 szt. |
| 31142196 | Z podwójnym czarnym magnesem | 20/20 | Pud. 21 szt./karton 168 szt. |
| 31142139 | Z przezroczystym pokrywem, Boxlocks i pojedynczym czarnym magnesem | 30/30 | Pud. 8 szt./karton 64 szt. |
| 31142410 | Z przezroczystym pokrywem i pojedynczym czarnym magnesem | 10/10 | Pud. 21 szt./karton 168 szt. |

Liczniki igieł z paskami pianki

| Nr REF | Opis | Ilość/ pojemność | Szt. w opak. |
|--------|------|---------------------|--------------|
|--------|------|---------------------|--------------|



→ Systemy uchwytów do lamp Devon™



System jednorazowych uchwytów lamp Devon™ pozwala na skuteczne ograniczenie kosztów i ujednoczenie oświetlenia pola operacyjnego, zapewniając kompletne rozwiązanie Twoich specyficznych potrzeb w zakresie oświetlenia zabiegowego. System jałowych uchwytów jednorazowego użytku eliminuje koszty związane z ponownym wyjaławianiem uchwytów, upraszcza przygotowywanie zamówień i zarządzanie wyposażeniem.

Dostępne są trzy systemy:

- Elastyczna osłona uchwytu lampy – wygodna i ekonomiczna osłona Liteglove™
- Sztywny, jednoczęściowy uchwyt do lampy – pewnie przykręcany uchwyt EZ Handle™
- Półsztywna osłona uchwytu lampy – zapewniająca pewny chwyt Litesleeve™

Osłona uchwytu Liteglove™

- Elastyczna osłona uchwytu lampy™ wygodna i ekonomiczna



| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|----------|------------|-------------------------------|
| 31140208 | Liteglove™ | 1 w op./25 w pud./100 w kart. |
| 31140257 | Liteglove™ | 2 w op./40 w pud./160 w kart. |
| 31140216 | Liteglove™ | 3 w op./48 w pud./192 w kart. |

Uchwyt do lampy EZ Handle™

- Sztywny, jednoczęściowy, pewnie przykręcany uchwyt do lampy zabiegowej



| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|----------|------------|-------------------------------|
| 31140133 | EZ Handle™ | 1 w op./16 w pud./128 w kart. |
| 31140125 | EZ Handle™ | 2 w op./28 w pud./112 w kart. |
| 31140117 | EZ Handle™ | 3 w op./21 w pud./84 w kart. |

Osłona uchwytu do lampy Litesleeve™

- Półsztywna, zapewniająca pewny chwyt osłona uchwytu lampy



| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|----------|-------------|---------------------|
| 31140273 | Litesleeve™ | 1 w op./70 w kart. |
| 31140240 | Litesleeve™ | 2 w op./120 w kart. |

Covidien może dostarczyć przejściówki do niemal wszystkich modeli lamp operacyjnych



Sala operacyjna

➔ Przekazywanie narzędzi bez pośrednictwa rąk

„Z punktu widzenia OSHA zapobieganie ekspozycjom (na patogeny krwiopochodne) wymaga stosowania wszechstronnego programu, obejmującego rodki techniczne... i właściwe metody pracy (np. rezygnacja z posługiwania się rękami przy obsłudze ostro zakończonych przedmiotów, eliminacja przekazywania narzędzi z ręki do ręki w sali operacyjnej)”. OSHA¹

Podkładki magnetyczne

Podkładki magnetyczne stanowią bezpieczny i skuteczny sposób ochrony przed przypadkowymi zakłuceniami i zranieniami podczas przekazywania narzędzi w sali operacyjnej.

- Podkładki magnetyczne jednorazowego użytku przyciągają i przytrzymują narzędzia chirurgiczne w polu jałowym
- Dopasowują się do kształtu podłoża; przeciwpoślizgowa piankowa warstwa spodnia zapobiega przesuwaniu się podkładki
- Dostępne w różnych wzorach i w dwóch rozmiarach
- Podkładki wyposażone są w opatentowane podpórki, mogą być układane tak, by tworzyć uniesiony brzeg zabezpieczający przed zsuwaniem się narzędzi
- Ekonomiczna podkładka przeciwpoślizgowa utrzymuje narzędzia na miejscu bez stosowania magnesów
- Wypukłe magnesy zapewniają wysoką siłę przytrzymywania narzędzi i ułatwiają ich chwytanie



| Nr REF | Opis | Rozmiar | Szt. w opak. |
|----------|------------------------------------|----------------|--------------|
| 31140570 | Podkładka magnetyczna | 25,5 × 40,5 cm | 30 |
| 31140562 | Podkładka magnetyczna | 40,5 × 51 cm | 20 |
| 31140596 | Podkładka magnetyczna z podpórkami | 25,5 × 40,5 cm | 30 |
| 31140547 | Podkładka magnetyczna z podpórkami | 40,5 × 51 cm | 20 |



Drapeagain™

- Podkładki magnetyczne wielokrotnego użytku – mogą być wyjaławiane w autoklawie lub tlenkiem etylenu
- Okrągłe magnesy ceramiczne zapobiegają perforacjom przy wielokrotnym użyciu

| Nr REF | Opis | Rozmiar | Szt. w opak. |
|----------|-----------------------|------------|--------------|
| 31140588 | Podkładka magnetyczna | 30 × 40 cm | 3 |

Podkładki magnetyczne ze strefą neutralną

- Nienamagnesowana strefa neutralna może być wykorzystywana do odkładania lub bezpiecznego przekazywania ostro zakończonych narzędzi w polu jałowym

| Nr REF | Opis | Strefa neutralna | Rozmiar | Szt. w opak. |
|----------|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 31140612 | Podkładka magnetyczna z podpórkami | 1 | 25,5 × 40,5 cm | 30 |
| 31140539 | Podkładka magnetyczna z podpórkami | 1 | 40,5 × 51 cm | 20 |
| 31140505 | Podkładka magnetyczna | 2 | 25,5 × 40,5 cm | 26 |
| 31140430 | Podkładka magnetyczna | 2 | 40,5 × 51 cm | 16 |



¹ Ministerstwo Pracy USA: Zarządzenie o Bezpieczeństwie i Higieny Pracy: Ekspozycja na patogeny przenoszone drogą krwi: (CPL 2-2. 44D, Methods of Compliance – 29CFR 1910. 1030(d). Engineering Controls and Work Practices – paragraf (d)(2)(i))

➔ Przekazywanie narzędzi bez pośrednictwa rąk



Tacki i miski

Miska Safe-T-Basin i tacka Safe-T-Tray mogą współpracować z podkładkami magnetycznymi, tworząc strefę neutralną do odkładania lub bezpiecznego przekazywania ostrych narzędzi.

| Nr REF | Opis | Rozmiar | Szt. w opak. |
|----------|--|-------------------|--------------|
| 31140398 | Safe-T-Tray™ z paskiem samoprzylepnym | 9,5 × 23 × 2,5 cm | 50 |
| 31140380 | Safe-T-Tray™ z uchwytem na narz. dzia i paskiem samoprzylepnym | 9,5 × 23 × 2,5 cm | 50 |
| 31140372 | Safe-T-Basin™ z metalow stopk | 10 × 21 × 5 cm | 40 |

Magnetyczny zbierak igieł

Przyrząd wielokrotnego użytku, który zapewnia wygodną, bezpieczną i skuteczną metodę odnajdywania i zbierania igieł i ostrzy, które spadły na podłogę.

- Konstrukcja z lekkiego aluminium
- Dzięki anodowanej, matowej powierzchni w kolorze niebieskim, odnalezione igły i narzędzia są lepiej widoczne
- Przewodzące kółka stanowią dodatkowe zabezpieczenie

| Nr REF | Opis | Rozmiar | Szt. w opak. |
|----------|---------------|---------|--------------|
| 31140422 | Zbierak igieł | 110 cm | 1 |

Podstawka na noże chirurgiczne

Jałowa podstawka jednorazowego użytku na noże chirurgiczne utrzymuje ich ostrza skierowane ku dołowi, zapobiegając przypadkowym skałeczeniom i zakłuciom.

- Utrzymuje trzy noże w wygodnej pozycji, pozwalającej na natychmiastowe użycie
- Samoprzylepna taśma na spodzie mocuje podstawkę do powierzchni roboczej
- Niewielkie rozmiary (10 × 5 × 1,5 cm)

| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| 31142576 | Podstawka na noże chirurgiczne | Pud. 24 szt./karton 96 szt. |



Sala operacyjna

➔ Produkty do obsługi narzędzi Devon™

„W my I ust pu (d)(4)(ii)(E) zakazuje si pracodawcom umo liwianie zatrudnionym wkładania r k do pojemników zawieraj cych ostre narz dzia wielokrotnego u ytku ska one krwi lub innym materiałem potencjalnie zaka nym. Na przykład, zatrudnionym nie wolno si ga do zlewów wypełnionych roztworem mydła, w których umieszczono ostre narz dzia; wła ciwy sposób post powania w takich przypadkach obejmuje stosowanie drucianych koszy, w których znajduj si narz dzia oraz pincet do ich wyjmowania.” Wytyczne OSHA¹

Przenoszenie narzędzi za pomocą Safe-T-Strainer™

Wkładka jednorazowego użyciu do misek i zlewów eliminuje potrzebę zanurzania ręki w pojemniku wypełnionym potencjalnie skażonymi ostrymi narzędziami. Opcjonalna pokrywa Flexi-Lid™ ułatwia przenoszenie wypełnionej wkładki Safe-T-Strainer poza salę operacyjną. Uchwyty EZ-Grip™ zapewniają pewny chwyt przy podnoszeniu wkładki z ciężką zawartością.



| Nr REF | Opis | Jałowy | Szt. w opak. |
|----------|--------------------------------------|--------|--------------|
| 31144234 | Safe-T-Strainer™ z Flexi-Lid | Tak | 50 |
| 31144291 | Safe-T-Strainer™ (luzem) | Nie | 100 |
| 31144283 | Safe-T-Strainer™ z Flexi-Lid (luzem) | Nie | 100 |
| 31144226 | Flexi-Lid (luzem) | Nie | 100 |

System zliczania gazików Bag-It™

- Służy do skutecznego zliczania i przechowywania do pięciu dużych i 10 małych gazików w jednym worku
- Dostępny z przezroczystą lub nieprzezroczystą ścianką tylną
- Przezroczysta ścianka przednia zapewnia dobrą widoczność zawartości w celu ułatwienia oceny utraty krwi i zliczania gazików
- Dostępny wieszak mocowany na stojaku do kroplówek lub do ściany



| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|----------|---|------------------------------|
| 31144119 | Pojemnik na zu yte gaziki, przezroczysty tył | Pud. 50 szt./karton 250 szt. |
| 31144127 | Pojemnik na zu yte gaziki, nieprzezroczysty tył | Pud. 50 szt./karton 250 szt. |
| 31144168 | Wieszak na stojak do kroplówek | 1 |
| 31144176 | Wieszak na cian | 1 |
| 31144184 | Wieszak potrójny, na stojak do kroplówek | 1 |

¹ Ministerstwo Pracy USA: Zarz d Bezpiecze stwa i Higieny Pracy: Ekspozycja na patogeny przenoszone drog krwi: (CPL 2-2. 44D, Methods of Compliance – 29CFR 1910. 1030(d). Engineering Controls and Work Practices – paragraf (d)(2)(i)

→ Produkty pozycjonujące Devon™

Produkty pozycjonujące Devon™ stanowią niezawodne, skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie kwestii bezpiecznego układania i podpierania pacjenta podczas przygotowywania do zabiegów medycznych, zabezpieczające przed ryzykiem powikłań uciskowych i uszkodzenia nerwów. Wykonane z nietoksycznej pianki zapewniają wyjątkowe połączenie stabilności i ochrony przy optymalnej ekspozycji operowanej okolicy ciała.

Pozycjonery głowy

- Wysoce sprężysta gąbka o wysokiej gęstości zmniejsza ucisk, zapewniając zarazem skuteczne podparcie
- Przystosowane do ochrony wrażliwych struktur twarzy
- Pozycjonery pierścieniowe mogą być także stosowane do ochrony nóg, pięt, kolan i innych części kończyn
- Szczelinowy pozycjoner głowy i zagłówek są przystosowane do współpracy z rurką intubacyjną


| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|----------|--|----------------------------|
| 31143194 | Pozycjoner głowy dla dzieci | Pud. 1 szt./karton 24 szt. |
| 31143129 | Pozycjoner głowy dla dorosłych | Pud. 1 szt./karton 24 szt. |
| 31143160 | Szczelinowy pozycjoner głowy dla dorosłych | Pud. 1 szt./karton 24 szt. |
| 31143137 | Podkładka pier cieniowa, r. 23 cm | Pud. 1 szt./karton 36 szt. |
| 31143145 | Podkładka pier cieniowa, r. 18 cm | Pud. 1 szt./karton 72 szt. |
| 31143152 | Pozycjoner pier cieniowy 8, 10, 15, 23 cm | Pud. 1 szt./karton 36 szt. |
| 31143020 | Podgłówek ze szczelin prawostronn | Pud. 1 szt./karton 28 szt. |
| 31163184 | Pozycjoner głowy Soft Touch | 28 |

Pozycjonery tułowia

- Podparcie i ochrona ramion, barków, łokci, nerwów łokciowych, wyniosłości kostnych i innych miejsc wrażliwych na ucisk
- Maksymalne podparcie goleni, kolan, pięt, łokci i stóp
- Ograniczenie ucisku przy zapewnieniu właściwego krążenia krwi
- Konstrukcja zapewniająca optymalną ekspozycję operowanych okolic
- Bezpieczna i wygodna stabilizacja tułowia pacjenta
- Zapewnienie ochrony, prawidłowego ułożenia i wygody w szerokim zakresie zabiegów operacyjnych

| Nr REF | Opis | Rozmiar | Szt. w opak. |
|----------|---|-----------------|----------------------------|
| 31143103 | Klin na stół operacyjny | – | 8 |
| 31143095 | Ochraniacz nerwu łokciowego z g bki falistej | 41 x 15 x 5 cm | Pud. 2 szt./karton 72 szt. |
| 31143467 | Podkładka pod przedrami z g bki falistej | 51 x 20 x 5 cm | Pud. 2 szt./karton 24 szt. |
| 31143491 | Podkładka korytkowa pod ko czyn górń | 61 x 13 x 8 cm | Pud. 2 szt./karton 24 szt. |
| 31143046 | Uchwyt kolanowy do artroskopii | – | Pud. 1 szt./karton 10 szt. |
| 31143277 | Podkładka pod zdrow nog | – | Pud. 1 szt./karton 18 szt. |
| 31143178 | Ochraniacz stóp i pi t z g bki falistej | – | Pud. 2 szt./karton 72 szt. |
| 31143376 | Pozycjoner nóg w uło eniu „ abim” | – | Pud. 2 szt./karton 10 szt. |
| 31143087 | Poduszka odwodz ca mała | 46 x 30 x 15 cm | Pud. 1 szt./karton 6 szt. |
| 31143061 | Poduszka odwodz ca rednia | 56 x 38 x 15 cm | Pud. 1 szt./karton 6 szt. |
| 31143053 | Poduszka odwodz ca du a | 63 x 46 x 15 cm | Pud. 1 szt./karton 6 szt. |
| 31163457 | Podkładka z g bki falistej na stół operacyjny | 183 x 51 x 5 cm | Pud. 1 szt./karton 12 szt. |

c.d. na str. 18





Sala operacyjna

→ Produkty pozycjonujące Devon™



Pozycjonery ciała (c.d.)

| Nr REF | Opis | Rozmiar | Szt. w opak. |
|----------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| 31143392 | Klin do układania pacjenta | 55 × 51 × 22 cm | Pud. 1 szt./karton 8 szt. |
| 31143418 | Walek pod klatkę piersiową | 43 × 13 cm | Pud. 2 szt./karton 12 szt. |
| 31143434 | Podgłówek mały | 46 × 18 cm | Pud. 2 szt./karton 12 szt. |
| 31143442 | Podgłówek duży | 76 × 18 cm | Pud. 2 szt./karton 10 szt. |
| 31143384 | Podkładka z gąbki falistej | 51 × 30 × 30 cm | 12 par |
| 31157988 | Pozycjoner kołyskowy | – | 12 |



Pozycjonery pacjenta duże

| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|--------|------------------------------|--------------|
| 777001 | Pozycjoner głowy okrągły | 36 |
| 777002 | Pozycjonery ramion | 6 par |
| 777003 | Pozycjonery nóg | 6 par |
| 777004 | Zestaw do układania na wznak | 4 |

Zestawy do układania do zabiegu

| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|----------|--|--------------|
| 31143301 | Zestaw do układania w pozycji na brzuchu | 8 |



Pasy mocujące

Miękkie, ale wytrzymałe, zapewniają utrzymanie ułożenia ciała przy zachowaniu bezpieczeństwa i wygody.

- Wielokrotnego użytku
- W pełni przystosowane do prania
- Pierścienie metalowe do łatwego i szybkiego mocowania do stołu operacyjnego lub wózka
- Zakres regulacji umożliwia dopasowanie do większości pacjentów

| Nr REF | Opis | Rozmiar | Szt. w opak. |
|----------|--|------------|--------------|
| 31142998 | Pas do mocowania przedramienia, wielokrotnego użytku | 66 × 4 cm | 25 |
| 31142964 | Pas do mocowania tułowia lub kolan, wielokrotnego użytku | 92 × 10 cm | 6 |
| 31143004 | Pas do mocowania tułowia lub kolan, jednorazowego użytku | 152 × 8 cm | 12 |
| 31142980 | Pas do mocowania przedramienia, jednorazowego użytku | 81 × 4 cm | 48 |

➔ Markery chirurgiczne Devon™

Markery chirurgiczne to najwyższej jakości jałowe produkty jednorazowego użytku.

- Nietoksyczny, nie rozmazujący się i niepodrażniający tusz na bazie fioletu gencjany
- Markery zwykłe, cienkie lub z podwójną końcówką
- Opatentowana wyskalowana nasadka do pomiarów w polu operacyjnym
- Jałowe naklejki dołączone do opakowania
- Dostępne elastyczne linijki Flexi-Ruler™*

Markery chirurgiczne z wyskalowaną nasadką

| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|----------|---|------------------------------|
| 31145926 | Ze zwykł ko cówk | Pud. 25 szt./karton 100 szt. |
| 31145918 | Ze zwykł ko cówk i 9 naklejkami | Pud. 25 szt./karton 100 szt. |
| 31145942 | Z cienk ko cówk | Pud. 25 szt./karton 100 szt. |
| 31145892 | Z cienk ko cówk i elastyczn linijk | Pud. 25 szt./karton 100 szt. |
| 31145843 | Z cienk ko cówk 9 naklejkami i elastyczn linijk | Pud. 25 szt./karton 100 szt. |

Markery chirurgiczne z podwójną końcówką i wyskalowaną nasadką

| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|----------|---|------------------------------|
| 31145900 | Z podwójn ko cówk | Pud. 25 szt./karton 100 szt. |
| 31145868 | Z podwójn ko cówk i 9 naklejkami | Pud. 25 szt./karton 100 szt. |
| 31160560 | Z podwójn ko cówk i elastyczn linijk | Pud. 25 szt./karton 100 szt. |
| 31145934 | Z podwójn ko cówk 9 naklejkami i elastyczn linijk | Pud. 25 szt./karton 100 szt. |

Markery chirurgiczne

| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|----------|--|------------------------------|
| 31145819 | Ze zwykł ko cówk | Pud. 25 szt./karton 100 szt. |
| 31145785 | Ze zwykł ko cówk i elastyczn linijk | Pud. 25 szt./karton 100 szt. |
| 31145777 | Ze zwykł ko cówk , 9 naklejkami i elastyczn linijk | Pud. 25 szt./karton 100 szt. |
| 31177366 | Z cienk ko cówk | Pud. 25 szt./karton 100 szt. |
| 31145827 | Z cienk ko cówk i elastyczn linijk | Pud. 25 szt./karton 100 szt. |
| 31145793 | Z cienk ko cówk , 9 naklejkami i elastyczn linijk | Pud. 25 szt./karton 100 szt. |



Sala operacyjna

→ Markery Devon™



Surgimark

Służy do oznaczania narzędzi, próbek i innych obiektów w polu jałowym.

- Jałowy marker jednorazowego użytku
- Nierozmazujący się, szybko schnący, nietoksyczny tusz
- Dołączonych dziewięć naklejek

| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|----------|------------------------------|------------------------------|
| 31145884 | Czarny, z naklejkami, jałowy | Pud. 25 szt./karton 100 szt. |

Naklejki (sprzedawane osobno)

| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|----------|--------|-------------------------------|
| 31145751 | Jałowe | Pud. 225 szt./karton 900 szt. |

→ Urządzenie chirurgiczne Vital Vue™

Konstrukcja „3 w 1”

Konstrukcja „3 w 1” urządzenia chirurgicznego Vital Vue™ zapewnia chirurgowi wygodny i bezpośredni dostęp do pola operacyjnego z oświetleniem, płukaniem i odsysaniem.

Bezpośrednie korzyści obejmują:

- Mniej osób, rąk i narzędzi w polu operacyjnym
- Poprawa widoczności w polu operacyjnym
- Zmniejszenie ryzyka zakażenia
- Większa swoboda manewru w ciasnych lub trudno dostępnych obszarach
- Lepsza kontrola używania narzędzi
- Brak konieczności oczekiwania na oświetlenie, odessania czy przepłukanie

Vital Vue™ – końcówka kulista

Stosowana w wielu zabiegach ginekologicznych i plastycznych oraz innych zabiegach w płytkim polu operacyjnym, gdzie właściwe jest użycie kulistej końcówki.

Vital Vue™ – końcówka kulista wydłużona

Do zabiegów w dolnej części jamy brzusznej i miednicy, gdzie niezbędny jest dodatkowy zasięg i właściwe jest użycie kulistej końcówki.

Vital Vue™ – końcówka wydłużona z wąskim wlotem ssącym

Końcówka z wyboru dla chirurgów wymagających precyzyjnego odsysania za pomocą wąskiej końcówki (1,35 cm). Przydatna zwłaszcza w zabiegach naczyniowych i przewodowych.

Vital Vue™ – końcówka wydłużona, metalowa

Końcówka metalowa 12 Ch, z wydłużonym do 5 cm metalowym końcem sprawdza się doskonale przy zabiegach o wysokiej precyzji, np. w obrębie jamy ustnej i niektórych zabiegach naczyniowych.




Vital Vue™ – końcówka bardzo długa, metalowa

Przeznaczona zwłaszcza do zabiegów ortopedycznych. Średnica 16 Ch, z wydłużonym do 8 cm metalowym końcem. Doskonała w zabiegu artroplastyki stawu biodrowego.

| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|------------|--|--------------|
| 8886827906 | Vital Vue™, końcówka kulista | 6 |
| 8886828006 | Vital Vue™, końcówka kulista, wydłużona | 6 |
| 8886828106 | Vital Vue™ końcówka w ska, wydłużona | 6 |
| 8886828206 | Vital Vue™ końcówka metalowa, wydłużona | 6 |
| 8886828306 | Vital Vue™ końcówka metalowa, bardzo długa | 6 |

Źródło światła Vital Vue™

| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|------------|---|--------------|
| 8886828421 | GB ródło światła Vital Vue™ x1 (wtyczka brytyjska trójbolcowa) | 1 |
| 8886828422 | ES ródło światła Vital Vue™ x1 (wtyczka europejska dwubolcowa) | 1 |
| 8886828423 | DE ródło światła Vital Vue™ x1 (wtyczka europejska dwubolcowa) | 1 |
| 8886828424 | IT ródło światła Vital Vue™ x1 (wtyczka europejska dwubolcowa) | 1 |
| 8886828425 | FR ródło światła Vital Vue™ x1 (wtyczka europejska dwubolcowa) | 1 |
| F090481 | Wtyczka europejska dwubolcowa do brytyjskiego ródła światła 220 V | 1 |



- A. Wtyk oświetlenia
- B. Złacz ssania
- C. Nakłuwacz
- D. Przycisk płukania
- E. Otwór regulacji ssania
- F. Przycisk płukania ci głębo
- G. Mandryn



Sala operacyjna

→ Odsysanie operacyjne – kanki Argyle™ Yankauer

Kanki Argyle™ Yankauer

- Kompletna linia sztywnych i giętkich kank Yankauera jednorazowego użytku do odsysania płynów
- Otwory boczne ułatwiające odsysanie atraumatyczne
- Wysokiej jakości przezroczyste tworzywa, ułatwiające kontrolę wzrokową odsysanych płynów
- Wysokiej jakości wykończenie, z kształtowanymi na gorąco zakończeniami dystalnymi i zaokrąglonymi krawędziami dla minimalizacji uszkodzeń nawet najdelikatniejszych tkanek
- Nie zawierają lateksu

Kanki giętkie Argyle™ Yankauer

- Jałowe, do jednorazowego użytku
- Mogą być dowolnie kształtowane przez użytkownika
- Bogata gama zakończeń: płaskie, wąskie, zwykłe, duże, bardzo duże i z nakładką koszyczkową
- Wersje pediatryczne poprawiające dostęp nawet w najciaśniejszych przestrzeniach
- Dostępne z otworem Tip-trol do regulacji siły ssania palcem
- Standardowe stożkowe zakończenie bliższe dla umożliwienia podłączania do drenów ssących
- Dostępne ze złączem Sure-Grip na końcu bliższym dla zwiększonego bezpieczeństwa podłączenia drenu ssącego
- Dostępne pojedynczo oraz w zestawach, wstępnie podłączone do drenu

Kanki Yankauera giętkie Argyle™ do zastosowań pediatrycznych i stomatologicznych

| Nr REF | Opis | Tip Trol | Rozmiar | Długość | Szt. w opak. |
|------------|-----------------------|----------|---------|---------|--------------|
| 1180113001 | Bez otworów bocznych | Nie | 16 Fr | 16 cm | 100 |
| 1180113050 | Z 4 otworami bocznymi | Tak | 16 Fr | 16 cm | 100 |
| 1180113100 | Bez otworów bocznych | Tak | 16 Fr | 16 cm | 100 |

Kanki Yankauera giętkie Argyle™

| Nr REF | Opis | Tip Trol | Rozmiar | Długość | Szt. w opak. |
|------------|---------------------------------------|----------|---------|---------|--------------|
| 8888504001 | Z cienk ko cówk | Nie | 12Fr | 25 cm | 50 |
| 8888504019 | Z cienk ko cówk | Tak | 12Fr | 25 cm | 50 |
| 8888501007 | Ze redni ko cówk | Nie | 18Fr | 25 cm | 50 |
| 8888501023 | Ze redni ko cówk | Tak | 18Fr | 25 cm | 50 |
| 8888501015 | Ze redni ko cówk i nakładk koszyczkow | Nie | 18Fr | 25 cm | 50 |
| 8888501031 | Ze redni ko cówk i nakładk koszyczkow | Tak | 18Fr | 25 cm | 50 |
| 1180501205 | Ze redni ko cówk i Sure-Grip | Nie | 18Fr | 25 cm | 50 |
| 8888502005 | Z du ko cówk | Nie | 22Fr | 25 cm | 50 |
| 8888502013 | Z du ko cówk i nakładk koszyczkow | Tak | 22Fr | 25 cm | 50 |
| 1180502039 | Z du ko cówk i Sure-Grip* | Nie | 22Fr | 25 cm | 50 |
| 1180504018 | Z płask ko cówk | Nie | 22Fr | 25 cm | 50 |
| 1180503003 | Z bardzo du ko cówk | Nie | 30Fr | 25 cm | 50 |

* zł cze SURE-GRIP na ko cu bli szym



Kanki Yankauera giętkie Argyle™ – zestawy z elastycznym drenem nieprzewodzącym

| Nr REF | Opis | Tip Trol | Rozmiar | Długość | Szt. w opak. |
|------------|---|----------|---------|---------|--------------|
| 1180504613 | Z cienk ko cówk i drenem rednicy 5 mm | Nie | 12 Fr | 2,2 m** | 25 |
| 1180504639 | Z cienk ko cówk i drenem rednicy 5 mm | Nie | 12 Fr | 3,0 m** | 25 |
| 1180504621 | Z cienk ko cówk i drenem rednicy 5 mm | Nie | 12Fr | 4,0 m** | 25 |
| 1180501619 | Ze redni ko cówk i drenem rednicy 7 mm | Nie | 18 Fr | 2,2 m** | 25 |
| 1180501635 | Ze redni ko cówk i drenem rednicy 7 mm | Nie | 18 Fr | 3,0 m** | 25 |
| 1180501700 | Ze redni ko cówk i drenem rednicy 7 mm | Tak | 18 Fr | 3,0 m** | 25 |
| 1180502617 | Z du ko cówk i drenem rednicy 7 mm | Nie | 22 Fr | 2,2 m** | 25 |
| 1180502625 | Z du ko cówk i drenem rednicy 7 mm | Nie | 22 Fr | 3,0 m** | 25 |
| 1180502618 | Z płask ko cówk i drenem rednicy 7 mm | Nie | 22 Fr | 2,2 m** | 25 |
| 1180502658 | Z płask ko cówk i drenem rednicy 7 mm | Nie | 22 Fr | 3,0 m** | 25 |
| 8888501502 | Ze redni ko cówk i drenem rednicy 7 mm | Nie | 18 Fr | 1,8 m** | 50 |
| 8888501528 | Ze redni ko cówk koszyczkow i drenem rednicy 7 mm | Tak | 18 Fr | 1,8 m** | 50 |
| 8888502518 | Z du ko cówk koszyczkow i drenem rednicy 7 mm | Tak | 22 Fr | 1,8 m** | 50 |

Kanki Yankauera sztywne Argyle™

- Jałowe, do jednorazowego użytku
- Niepękające PCW umożliwia stosowanie narzędzia jako retraktora, przy umiarkowanej sile, oraz do rozdzielania tkanek
- Dostępne z dużym lub kulistym zakończeniem
- Dostępne z lub bez regulatora Tip Trol do kontroli siły ssania za pomocą palca
- Ergonomiczny, nie ślizgający się uchwyt. Oryginalny, płetwiasty kształt uchwytu zwiększa wygodę użytkownika podczas długotrwałych zabiegów
- Wielostozkowe złącze umożliwiające pewne podłączenie drenów o różnej średnicy

| Nr REF | Opis | Tip Trol | Rozmiar | Długość | Szt. w opak. |
|------------|------------------|----------|---------|---------|--------------|
| 8888505115 | Z du ko cówk | Nie | 22 Fr | 25 cm | 50 |
| 8888505123 | Z du ko cówk | Tak | 22 Fr | 25 cm | 50 |
| 8888505016 | Z kulist ko cówk | Nie | 34 Fr | 26 cm | 50 |
| 8888505024 | Z kulist ko cówk | Tak | 34 Fr | 26 cm | 50 |

** dotyczy wyłącznie długości drenu
Podane średnice dotyczą światła wewnątrz drenu



Sala operacyjna

➔ Odsysanie operacyjne – kanki Argyle™ Yankauer



Kanki Yankauera Argyle™ Selec-Trol™

- Jałowe, do jednorazowego użytku
- Dostępne z końcówkami dużą, kulistą lub małą
- Końcówka otwarta i kulista wykonane są z wysokiej jakości przezroczystego PCW z otworami bocznymi, zaokrąglonymi końcami dalszymi i zaokrąglonymi krawędziami dla minimalizacji uszkodzeń nawet najdelikatniejszych tkanek
- Opatentowany włącznik przesuwany on-off pozwalający użytkownikowi na ręczną regulację siły ssania i zmniejszenie natężenia hałasu w sali operacyjnej
- Ergonomiczny, nieślizgający się uchwyt. Żebrowane wykończenie uchwytu zwiększa wygodę użytkowania podczas długotrwałych zabiegów
- Wielostopkowe złącze umożliwiające pewne podłączenie drenów o różnej średnicy

| Nr REF | Opis | Tip Trol | Rozmiar | Długość | Szt. w opak. |
|------------|-----------------|-----------------|---------|---------|--------------|
| 1180505172 | Z du ko cówk | Wł cznik on-off | 24 Fr | 27 cm | 20 |
| 1180505164 | Z kulist kocówk | Wł cznik on-off | 32 Fr | 27 cm | 20 |



Narzędzia do odsysania Argyle™ Poole

- Jałowe, jednorazowego użytku
- Konstrukcja dwuczęściowa: przezroczyste światło wewnętrzne i zewnętrzne z otworem do kontroli siły ssania

| Nr REF | Opis | Tip Trol | Rozmiar | Długość | Szt. w opak. |
|------------|-------------------------|----------|----------|---------|--------------|
| 8888508002 | Narz dzie Poole gi tkie | n/d | 34 Fr | 27 cm | 50 |
| 8888509703 | Narz dzie Poole sztywne | n/d | 14-28 Fr | 25 cm | 50 |



 Produkty pomocnicze do sal operacyjnych

Czyścik do elektrod elektrochirurgicznych

Bezpiecznie i skutecznie czyści końcówki elektrochirurgiczne, wyposażony jest w silnie przylepną stronę tylną, radiocieniodajny.

| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|----------|---|---|
| 31142790 | Czyścik do elektrod elektrochirurgicznych | (5 × 5 cm) Pud. 25 szt./karton 100 szt. |
| 31142717 | Czyścik do elektrod elektrochirurgicznych | (5 × 5 cm) Pud. 80 szt./karton 240 szt. |

Ściereczka do mikrokońcówek

Jałowa, nie pozostawia włókien, nie krusząca się gąbka do czyszczenia delikatnych końcówek mikronarzędzi i soczewek.

| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|----------|-----------------------------|------------------------------|
| 31142535 | ściereczka do mikrokońcówek | Pud. 25 szt./karton 100 szt. |

Lejce naczyniowe Dev-O-Loops™

Wykonane z gumy silikonowej, radiocieniodajne lejce pomocne przy konieczności identyfikacji, wyizolowania, retrakcji czy zamknięcia tętnic, żył, nerwów i ścięgien. Dostępne w czterech kolorach (czerwonym, białym, żółtym i niebieskim) oraz dwóch wielkościach.

| Nr REF | Opis | Kolor | Rozmiar | Szt. w opak. |
|----------|--------------|-----------|---------|------------------------------|
| 31145728 | Dev-O-Loops™ | Biały | Mini | Pud. 20 szt./karton 200 szt. |
| 31145710 | Dev-O-Loops™ | Czerwony | Mini | Pud. 20 szt./karton 200 szt. |
| 31145702 | Dev-O-Loops™ | Niebieski | Mini | Pud. 20 szt./karton 200 szt. |
| 31145660 | Dev-O-Loops™ | Żółty | Mini | Pud. 20 szt./karton 200 szt. |
| 31145686 | Dev-O-Loops™ | Biały | Maxi | Pud. 20 szt./karton 200 szt. |
| 31145744 | Dev-O-Loops™ | Czerwony | Maxi | Pud. 20 szt./karton 200 szt. |
| 31145678 | Dev-O-Loops™ | Niebieski | Maxi | Pud. 20 szt./karton 200 szt. |
| 31145694 | Dev-O-Loops™ | Żółty | Maxi | Pud. 20 szt./karton 200 szt. |

Opinaki Dev-O-Clamp™

- Jałowe, jednorazowego użytku
- Niejałowe, jednorazowego użytku

| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|----------|--|---------------------------------|
| 31140315 | Opinak jednorazowego użytku, niejałowy | Luzem, 50 szt. |
| 31140299 | Opinak jednorazowego użytku, niejałowy | Luzem, 100 szt. |
| 31140281 | Opinak jednorazowego użytku, jałowy | 1 w opak./10 w pud./80 w kart. |
| 31140307 | Opinak jednorazowego użytku, jałowy | 2 w opak./30 w pud./120 w kart. |



Sala operacyjna

→ Produkty pomocnicze do sal operacyjnych

Uchwyt do drenu

- Pozwala na uporządkowanie i mocowanie drenów i przewodów
- Pasuje do drenów o różnych średnicach
- Dostępny z odłączalnym lub stałym paskiem do szybkiego mocowania
- Jałowy, jednorazowego użytku



| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|----------|--|------------------------------|
| 31142667 | Uchwyt do drenu z odłączalnym paskiem do szybkiego mocowania | Pud. 25 szt./karton 100 szt. |
| 31142659 | Uchwyt do drenu z odłączalnym paskiem do szybkiego mocowania | Pud. 12 szt./karton 96 szt. |
| 31142675 | Uchwyt do drenu ze stałym paskiem do szybkiego mocowania | Pud. 25 szt./karton 100 szt. |

Kieszonka na narzędzia Dev-O-Pouch™

Do przechowywania w trakcie zabiegu różnych narzędzi podłączonych do drenów i przewodów.



| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|----------|--|-----------------------------|
| 31142550 | Kieszonka na narzędzia Dev-O-Pouch™ (podwójna) | Pud. 20 szt./karton 80 szt. |

Worek na szwy

Mocowany pewnie do dowolnej powierzchni, zapewnia szybki dostęp.



| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|----------|---------------|------------------------------|
| 31142691 | Worek na szwy | Pud. 25 szt./karton 100 szt. |

Regulowana osłona mikroskopu zabiegowego

Jałowa osłona na mikroskop zabiegowy, umożliwiająca jego regulację w czasie trwania zabiegu.

| Nr REF | Opis | Szt. w opak. |
|----------|--|-------------------------------|
| 31142543 | Regulowana osłona mikroskopu zabiegowego | Pud. 120 szt./karton 480 szt. |



→ Produkty do zabezpieczania narzędzi Devon™

Systemy do zabezpieczania narzędzi Devon™ zmniejszają koszty wymiany drogich narzędzi chirurgicznych, uszkodzonych w trakcie wyjaławiania i przenoszenia, zapewniając całkowitą ochronę narzędzi w trakcie tych czynności. Reticucel to hydrofobowa pianka klasy medycznej o całkowicie otwartych komórkach, do jednorazowego użytku. Jej unikatowe właściwości pozwalają na wyjaławianie pianki Reticucel i chronionych za jej pomocą narzędzi bez korekt cyklu w autoklawie lub gazem.

Uniwersalny ochraniacz końcówek

- Chroni końcówki narzędzi, zapobiegając ich uszkodzeniu w trakcie sterylizacji i przemieszczania
- Zapobiega przebiciu worków sterylizacyjnych i opakowań, zachowując sterylność środowiska
- Zapobiega skaleczeniom
- Produkt dostarczany w formie złożonej z wielu torebek, w rolkach, z których można łatwo odciąć żadaną liczbę torebek
- Dostępny w wersjach z otworami i pętlami

Ochraniacze końcówek Reticucel™

| Nr REF | Opis | Rozmiar | Wielkość kieszeni | Szt. w opak. |
|----------|--|-------------|-------------------|--------------|
| 31140836 | Ochraniacz ko cówek (10 kieszeni z przelotkami) | 27 × 41 cm | 4 × 5 cm | 50 |
| 31140828 | Ochraniacz ko cówek (10 kieszeni ze szlufkami) | 27 × 41 cm | 4 × 5 cm | 50 |
| 31140810 | Ochraniacz ko cówek (60 kieszeni ze szlufkami) | 27 × 241 cm | 4 × 5 cm | 8 |

Ochraniacze końcówek delikatne Reticucel™

| Nr REF | Opis | Rozmiar | Wielkość kieszeni | Szt. w opak. |
|----------|--|-------------|-------------------|--------------|
| 31140844 | Ochraniacz ko cówek (pojedyncza kiesze) | 5 × 19 cm | 4 × 5 cm | 350 |
| 31140802 | Ochraniacz ko cówek (10 kieszeni z przelotkami) | 27 × 41 cm | 4 × 5 cm | 50 |
| 31140778 | Ochraniacz ko cówek (10 kieszeni ze szlufkami) | 27 × 41 cm | 4 × 5 cm | 50 |
| 31140794 | Ochraniacz ko cówek (60 kieszeni z przelotkami) | 27 × 241 cm | 4 × 5 cm | 8 |
| 31140760 | Ochraniacz ko cówek | 27 × 241 cm | 4 × 5 cm | 8 |

Przekładka do misek

Proste rozwiązanie problemu zatrzymywania wilgoci i przenikania pary podczas wyjaławiania zestawów misek.

- Eliminuje potrzebę stosowania serwet jako przekładek między miskami
- Umożliwia doskonałą penetrację strumienia pary między miskami, niezależnie od ich kształtu
- Jeden rozmiar pasuje do wszystkich misek

| Nr REF | Opis | Rozmiar | Szt. w opak. |
|----------|---------------------|-------------|--------------|
| 31140935 | Przekładka do misek | 61 × 7,5 cm | 300 |





Sala operacyjna

→ Produkty do zabezpieczania narzędzi Devon™

Ochraniacz narzędzi ortopedycznych

Wykonany z niepozostawiającej włókien, niechłonnej wilgoci, delikatnej pianki Reticucel™.

- Chroni kosztowne gwoździe ortopedyczne, wszczepy, osteotomy, poszerzacze, skrobaki i inne narzędzia
- Zapobiega powstawaniu zadrapań, nacięć i innym uszkodzeniom



| Nr REF | Opis | Rozmiar | Wielkość kieszeni | Szt. w opak. |
|----------|------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| 31140752 | Ochraniacz do gwo dzi, mały | 42 × 34 cm | 15 × 5 cm | 40 |
| 31140745 | Ochraniacz do gwo dzi, redni | 42 × 43 cm | 28 × 5 cm | 25 |

Ochraniacze formowane

- Kształtki z pianki Reticucel™ służą do ochrony narzędzi o skomplikowanych kształtach, wzierników, gwoździ ortopedycznych itp.
- Użytkownik może samodzielnie przystosować ochraniacz do wymaganego kształtu, usuwając zbędne elementy tak, by powstały otwór pasował kształtem i rozmiarem do narzędzia.



| Nr REF | Opis | Rozmiar | Szt. w opak. |
|----------|----------------------|------------------|--------------|
| 31141123 | Ochraniacz formowany | 51 × 25 × 2,5 cm | 8 |
| 31140943 | Ochraniacz formowany | 51 × 25 × 5 cm | 5 |

Wyściółki do tacek

- Wykonane z niepozostawiającej włókien i niechłonnej wilgoci pianki Reticucel™
- Wyściółki jednorazowego użytku zapobiegają uszkodzeniom narzędzi chirurgicznych, zmniejszając ilość koniecznych napraw i wymian
- Można je stosować do wyścielenia tacek narzędziowych, tac na stojakach, półek magazynowych, wszędzie tam, gdzie przechowywane są narzędzia
- Rolki dostarczane są w podajnikach i mogą być łatwo przycinane na wymiar, co eliminuje odpady



Wyściółka do tacek Reticucel™, w rolkach

| Nr REF | Opis | Rozmiar | Szt. w opak. |
|----------|---------------------------|-------------|--------------|
| 31141073 | Wyściółka do tacek | 30 × 203 cm | 8 rolek |
| 31141057 | Wyściółka do tacek, luzem | 30 × 203 cm | 15 rolek |

Wyściółki z bardzo delikatnej pianki Reticucel™, wstępnie przycięte

| Nr REF | Opis | Rozmiar | Szt. w opak. |
|----------|--------------------|------------|--------------|
| 31141024 | Wyściółka do tacek | 25 × 30 cm | 150 szt. |
| 31141016 | Wyściółka do tacek | 41 × 30 cm | 75 szt. |
| 31140992 | Wyściółka do tacek | 51 × 30 cm | 75 szt. |
| 31140877 | Wyściółka do tacek | 61 × 30 cm | 75 szt. |



 Produkty żelujące

„Wszelkie zabiegi zwi zane z krwi lub innymi potencjalnie zaka nymi materiałami nale y wykonywa w taki sposób, aby ograniczy do minimum rozpryskiwanie, rozpylanie, rozchlapywanie i tworzenie si kropelek tych substancji.” OSHA²

Produkty żelujące sprzyjają bezpieczeństwu w miejscu pracy personelu medycznego poprzez eliminację możliwości wyciekania, rozpryskiwania i tworzenia aerozoli. Zestalone płynne odpady medyczne są bezpieczniejsze w transporcie i utylizacji.

Środek żelujący Kwik-Sorb™

Środek żelujący Kwik-Sorb™ chłonie i zestala krew, wymiociny i wszelkie inne płyny zawierające co najmniej 6% wody.

- Stożkowa nasadka ułatwia wprowadzenie substancji do butelki ssącej



| Nr REF | Opis | Chłonność | Szt. w opak. |
|----------|------------|--------------|--------------|
| 54901200 | Kwik-Sorb™ | 1200 ml | 75 |
| 54901500 | Kwik-Sorb™ | 1500 ml | 75 |
| 54902000 | Kwik-Sorb™ | 2000 ml | 75 |
| 54916000 | Kwik-Sorb™ | 16000 ml | 20 |
| 54930000 | Kwik-Sorb™ | Kubeł 1,5 kg | 4 |

Uwaga: odpady medyczne transportowane w workach z folii plastikowej musz mie posta zestalon . Niedopuszczalny jest transport wolnych płynów. Odpady zawieraj ce zaabsorbowany płyn mog by pakowane jako substancja stała w worki z folii plastikowej, o ile worki zawieraj ilo substancji pochłaniaj cej wystarczaj c do wchłoni cia i zatrzymania wszystkich płynów podczas transportu.

² Ministerstwo Pracy USA: Zarz d Bezpiecze stwa i Higieny Pracy: Ekspozycja na patogeny przenoszone drog krwi: (CPL 2-2. 44D, Methods of Compliance – 29CFR 1910. 1030(d). Engineering Controls and Work Practices – paragraph (d)(2)(xii)



Sala operacyjna

→ Rękawice chirurgiczne



Rękawice chirurgiczne lateksowe żelowane jałowe

| Nr REF | Opis | Rozmiar | Szt. w opak. |
|---------|--|---------|--------------|
| TPGHS60 | R kawica chirurgiczna lateksowa elowana jałowa | 6,0 | 4 × 50 |
| TPGHS65 | R kawica chirurgiczna lateksowa elowana jałowa | 6,5 | 4 × 50 |
| TPGHS70 | R kawica chirurgiczna lateksowa elowana jałowa | 7,0 | 4 × 50 |
| TPGHS75 | R kawica chirurgiczna lateksowa elowana jałowa | 7,5 | 4 × 50 |
| TPGHS80 | R kawica chirurgiczna lateksowa elowana jałowa | 8,0 | 4 × 50 |
| TPGHS85 | R kawica chirurgiczna lateksowa elowana jałowa | 8,5 | 4 × 50 |
| TPGHS90 | R kawica chirurgiczna lateksowa elowana jałowa | 9,0 | 4 × 50 |

Rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane, jałowe

| Nr REF | Opis | Rozmiar | Szt. w opak. |
|---------|---|---------|--------------|
| TPPHS60 | R kawica chirurgiczna lateksowa pudrowana, jałowa | 6,0 | 4 × 50 |
| TPPHS65 | R kawica chirurgiczna lateksowa pudrowana, jałowa | 6,5 | 4 × 50 |
| TPPHS70 | R kawica chirurgiczna lateksowa pudrowana, jałowa | 7,0 | 4 × 50 |
| TPPHS75 | R kawica chirurgiczna lateksowa pudrowana, jałowa | 7,5 | 4 × 50 |
| TPPHS80 | R kawica chirurgiczna lateksowa pudrowana, jałowa | 8,0 | 4 × 50 |
| TPPHS85 | R kawica chirurgiczna lateksowa pudrowana, jałowa | 8,5 | 4 × 50 |

Rękawice bezlateksowe jałowe

| Nr REF | Opis | Rozmiar | Szt. w opak. |
|--------|--|---------|--------------|
| PPZS60 | R kawice chirurgiczne Profile P-Zero, bezlateksowe, jałowe | 6,0 | 200 |
| PPZS65 | R kawice chirurgiczne Profile P-Zero, bezlateksowe, jałowe | 6,5 | 200 |
| PPZS70 | R kawice chirurgiczne Profile P-Zero, bezlateksowe, jałowe | 7,0 | 200 |
| PPZS75 | R kawice chirurgiczne Profile P-Zero, bezlateksowe, jałowe | 7,5 | 200 |
| PPZS80 | R kawice chirurgiczne Profile P-Zero, bezlateksowe, jałowe | 8,0 | 200 |
| PPZS85 | R kawice chirurgiczne Profile P-Zero, bezlateksowe, jałowe | 8,5 | 200 |

→ Indeks

| Nr REF | Strona | Nr REF | Strona | Nr REF | Strona |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 777001 | 18 | 31140828 | 27 | 31142659 | 26 |
| 777002 | 18 | 31140836 | 27 | 31142667 | 26 |
| 777003 | 18 | 31140844 | 27 | 31142675 | 26 |
| 777004 | 18 | 31140877 | 28 | 31142691 | 26 |
| 31140117 | 13 | 31140935 | 27 | 31142717 | 25 |
| 31140125 | 13 | 31140943 | 28 | 31142790 | 25 |
| 31140133 | 13 | 31140992 | 28 | 31142964 | 18 |
| 31140208 | 13 | 31141016 | 28 | 31142980 | 18 |
| 31140216 | 13 | 31141024 | 28 | 31142998 | 18 |
| 31140240 | 13 | 31141057 | 28 | 31143004 | 18 |
| 31140257 | 13 | 31141073 | 28 | 31143020 | 17 |
| 31140273 | 13 | 31141123 | 28 | 31143046 | 17 |
| 31140281 | 25 | 31142113 | 12 | 31143053 | 17 |
| 31140299 | 25 | 31142139 | 12 | 31143061 | 17 |
| 31140307 | 25 | 31142147 | 12 | 31143087 | 17 |
| 31140315 | 25 | 31142154 | 12 | 31143095 | 17 |
| 31140372 | 15 | 31142188 | 12 | 31143103 | 17 |
| 31140380 | 15 | 31142196 | 12 | 31143129 | 17 |
| 31140398 | 15 | 31142212 | 12 | 31143137 | 17 |
| 31140422 | 15 | 31142238 | 12 | 31143145 | 17 |
| 31140430 | 14 | 31142295 | 12 | 31143152 | 17 |
| 31140505 | 14 | 31142303 | 12 | 31143160 | 17 |
| 31140539 | 14 | 31142311 | 12 | 31143178 | 17 |
| 31140547 | 14 | 31142352 | 12 | 31143194 | 17 |
| 31140562 | 14 | 31142360 | 12 | 31143277 | 17 |
| 31140570 | 14 | 31142386 | 12 | 31143301 | 18 |
| 31140588 | 14 | 31142394 | 12 | 31143376 | 17 |
| 31140596 | 14 | 31142402 | 12 | 31143384 | 18 |
| 31140612 | 14 | 31142410 | 12 | 31143392 | 18 |
| 31140745 | 28 | 31142451 | 12 | 31143418 | 18 |
| 31140752 | 28 | 31142469 | 12 | 31143434 | 18 |
| 31140760 | 27 | 31142493 | 12 | 31143442 | 18 |
| 31140778 | 27 | 31142501 | 12 | 31143467 | 17 |
| 31140794 | 27 | 31142543 | 26 | 31143491 | 17 |
| 31140802 | 27 | 31142550 | 26 | 31144119 | 16 |
| 31140810 | 27 | 31142576 | 15 | 31144127 | 16 |

→ Indeks

| Nr REF | Strona | Nr REF | Strona | Nr REF | Strona |
|----------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 31144168 | 16 | 54901500 | 29 | 8888501031 | 22 |
| 31144176 | 16 | 54902000 | 29 | 8888501502 | 23 |
| 31144184 | 16 | 54916000 | 29 | 8888501528 | 23 |
| 31144226 | 16 | 54930000 | 29 | 8888502005 | 22 |
| 31144234 | 16 | 1180113001 | 22 | 8888502013 | 22 |
| 31144283 | 16 | 1180113050 | 22 | 8888502518 | 23 |
| 31144291 | 16 | 1180113100 | 22 | 8888504001 | 22 |
| 31145660 | 25 | 1180501205 | 22 | 8888504019 | 22 |
| 31145678 | 25 | 1180501619 | 23 | 8888505016 | 23 |
| 31145686 | 25 | 1180501635 | 23 | 8888505024 | 23 |
| 31145694 | 25 | 1180501700 | 23 | 8888505115 | 23 |
| 31145702 | 25 | 1180502039 | 22 | 8888505123 | 23 |
| 31145710 | 25 | 1180502617 | 23 | 8888508002 | 24 |
| 31145728 | 25 | 1180502618 | 23 | 8888509703 | 24 |
| 31145744 | 25 | 1180502625 | 23 | F090481 | 21 |
| 31145751 | 20 | 1180502658 | 23 | PPZS60 | 30 |
| 31145777 | 19 | 1180503003 | 22 | PPZS65 | 30 |
| 31145785 | 19 | 1180504018 | 22 | PPZS70 | 30 |
| 31145793 | 19 | 1180504613 | 23 | PPZS75 | 30 |
| 31145819 | 19 | 1180504621 | 23 | PPZS80 | 30 |
| 31145827 | 19 | 1180504639 | 23 | PPZS85 | 30 |
| 31145843 | 19 | 1180505164 | 24 | TPGHS60 | 30 |
| 31145868 | 19 | 1180505172 | 24 | TPGHS65 | 30 |
| 31145884 | 20 | 8886827906 | 21 | TPGHS70 | 30 |
| 31145892 | 19 | 8886828006 | 21 | TPGHS75 | 30 |
| 31145900 | 19 | 8886828106 | 21 | TPGHS80 | 30 |
| 31145918 | 19 | 8886828206 | 21 | TPGHS85 | 30 |
| 31145926 | 19 | 8886828306 | 21 | TPGHS90 | 30 |
| 31145934 | 19 | 8886828421 | 21 | TPPHS60 | 30 |
| 31145942 | 19 | 8886828422 | 21 | TPPHS65 | 30 |
| 31157988 | 18 | 8886828423 | 21 | TPPHS70 | 30 |
| 31160560 | 19 | 8886828424 | 21 | TPPHS75 | 30 |
| 31163184 | 17 | 8886828425 | 21 | TPPHS80 | 30 |
| 31163457 | 17 | 8888501007 | 22 | TPPHS85 | 30 |
| 31177366 | 19 | 8888501015 | 22 | | |
| 54901200 | 29 | 8888501023 | 22 | | |



COVIDIEN, COVIDIEN z logo, logo Covidien i slogan „positive results for life” oraz marki oznaczone symbolem™ są zarejestrowanymi w USA i innych krajach zastrzeżonymi znakami handlowymi Covidien AG.
© 2010 Covidien. Wszelkie prawa zastrzeżone.

MS_2010_CC_0160

COVIDIEN POLSKA SP. Z O. O.
AL. JEROZOLIMSKIE 162
02-342 WARSZAWA

+48 22 3122000 [T]
+48 22 3122020 [F]

WWW.COVIDIEN.COM