

Cewniki opłucnowe, trokary i cewniki pępowinowe

Bezpieczny system do punkcji opłucnowej Turkel™

Bezpieczna i efektywna kosztowo alternatywa dla konwencjonalnych metod nakłucia opłucnowego. Turkel™ Safety System składa się z tępej kaniuli zabezpieczającej ukrytej w igle z ostrym, ściętym końcem.

Nr ref.	Opis	Opak.
8888566067	Bezpieczny system do punkcji opłucnowej Turkel™: igła do nakłucia opłucnowego 8 Ch, cewnik 12,5 cm, strzykawka 50 ml Monoject™ luer-lock, worek 2000 ml	10



Cewniki opłucnowe i śródpiersiowe Argyle™

- Cienkościenne cewniki jednorazowego użytku o wysokim przepływie względem średnicy zewnętrznej, z linią radioznacznikową, nie zawierające lateksu, długość 50 cm

Nr ref.	Opis	Średnica Fr	Liczba otworów	Opak.
Cewniki opłucnowe				
8888570507	Prosty, z PCW	12	4	10
8888570515	Prosty, z PCW	16	4	10
8888570523	Prosty, z PCW	20	5	10
8888570531	Prosty, z PCW	24	6	10
8888570549	Prosty, z PCW	28	6	10
8888570556	Prosty, z PCW	32	6	10
8888570564	Prosty, z PCW	36	6	10
8888570572	Prosty, z PCW	40	6	10
8888571018	Zagięty, z PCW	16	4	10
8888571026	Zagięty, z PCW	20	5	10
8888571034	Zagięty, z PCW	24	6	10
8888571042	Zagięty, z PCW	28	6	10
8888571059	Zagięty, z PCW	32	6	10
8888571067	Zagięty, z PCW	36	6	10
8888572537	Prosty, silikonowy	20	5	10
8888572545	Prosty, silikonowy	24	6	10
8888572552	Prosty, silikonowy	28	6	10
8888572560	Prosty, silikonowy	32	6	10
8888572578	Prosty, silikonowy	36	6	10
8888572586	Prosty, silikonowy	40	6	10
8888573048	Zagięty, silikonowy	28	6	10
8888573055	Zagięty, silikonowy	32	6	10
8888573063	Zagięty, silikonowy	36	6	10
Cewniki śródpiersiowe				
8888573550	Prosty, silikonowy	28	6	10
8888573568	Prosty, silikonowy	34	6	10
Łącznik „Y”				
8884714200	Łącznik „Y” do łączenia dwóch cewników opłucnowych, lateksowy			24