

PRECISION™ 400

KENDALL

400

300

200

100

VOLUME in ml

Precyzyjne, bezpieczne
i dokładne pomiary diurezy

LIFT

Close Open



Splashguard

Wash hands
before and after
all procedures

System godzinowej zbiórki moczu Dover™



COVIDIEN

positive results for life™

System godzinowej zbiórki moczu Dover™

System godzinowej zbiórki moczu Dover™ posiada podwójną komorę w celu umożliwienia dokładnego pomiaru diurezy. Funkcje zabezpieczające chronią personel medyczny przed przypadkowymi zakłuciami i ograniczają ekspozycję na moczu.



Podwójny wieszak

Umożliwia łatwe powieszenie worka przy łóżku.



Zawór opróżniający SplashGuard™

Łatwa obsługa jedną ręką przy ograniczeniu ryzyka ekspozycji na moczu i prawdopodobieństwa zakażenia krzyżowego.



Bezigłowe złącze do pobierania próbek Safeguard™

Brak konieczności użycia igły – eliminacja ryzyka przypadkowego zakłucia. Opcje kompatybilności ze strzykawkami luer i luer-lock pozwalają na wielokrotne jałowe pobieranie próbek.



Zawór napowietrzający Flo-Rite™

Ogranicza do minimum ciśnienie wsteczne w układzie i epizody syfonowania poprzez umożliwienie wymiany powietrza z systemem zamkniętym.



Zatrzask do mocowania cewnika

Zwiększa komfort pacjenta i zapewnia ułożenie drenu ponad wlotem worka dla maksymalizacji odpływu grawitacyjnego i zmniejszenia ryzyka powstania ciśnienia wstecznego.

Zaciskalny odcinek drenu

Ułatwia pobieranie próbek moczu.

Informacje do zamówień

System godzinowej zbiórki moczu Dover™

Nr ref.	Opis	Szt. w opak.
2000	System godzinowej zbiórki moczu Dover™ 400 ml z podwójną komorą i workiem na moczu 2000 ml, drenem doprowadzającym 150 cm, zintegrowanym wieszakiem i zaworem opróżniającym SplashGuard™	10
7000	System godzinowej zbiórki moczu Dover™ 400 ml z podwójną komorą i workiem na moczu 2000 ml, drenem doprowadzającym 150 cm, bezigłowym złączem do pobierania próbek SafeGuard™, zintegrowanym wieszakiem i zaworem opróżniającym SplashGuard™.	10



COVIDIEN, COVIDIEN z logo, logo Covidien i slogan positive results for life są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach znakami towarowymi Covidien AG. Pozostałe marki są własnością spółki Covidien. © 2013 Covidien.

MS_2011_MH_0292 – PL10/13

COVIDIEN POLSKA SP. Z O.O.
AL. JERUZOLIMSKIE 162
02-342 WARSZAWA

+48 22 3122000 [T]
+48 22 3122020 [F]

WWW.COVIDIEN.COM